

# Aconia<sup>®</sup> 3D ST Multilayer

PERFECTA INTEGRACIÓN DE FUERZA Y ESTETICA



**NEW**

Gradient translucency 42% ↔ 45%

Gradient strength 1000 MPa ↔ 1200 MPa



# Aconia<sup>®</sup> 3D ST Multilayer

## Perfecta integración: Fuerza + Estetica.

Mayor resistencia hasta 1200 MPa, mientras que la translucidez es de hasta el 45 %, ideal para restauraciones estéticas de arcada completa.


## Gradiente continuo 3D: sombra + fuerza + translucidez

- Transición de color natural, sin capas de transición.
- Fuerza de gradiente y translucidez, reproduciendo los dientes naturales.
- Contracción altamente consistente, asegurando resultados finales coherentes.



## Procesamiento eficiente sin necesidad de un procedimiento de coloración

No se necesita coloración, lo que hace que el procesamiento sea fácil y eficiente.



**\$1500.00**  
Discos 18mm



**\$1500.00**  
Discos 22mm

						
Inlay & Onlay	Full contour crown	Coping	Full contour anterior bridge (3 units)	Full contour posterior bridge (7 units)	Full contour bridge (≤7 units)	Full contour bridge (≤14 units)

Resistencia a la flexión (3 puntos)  
1000 - 1200 MPa

Traslucidez  
42 - 45 %