

Aconia[®] 3D SHT Multilayer

PERFECTA INTEGRACIÓN DE FUERZA Y ESTETICA



Aconia SHTML 3D Multilayer ahora tiene todas las tecnologías de vanguardia integradas en un disco, adecuado para todas las indicaciones con una tasa de contracción uniforme, estética suprema y súper resistencia. La transición perfecta en la translucidez, la fuerza y el tono lo hacen ideal para crear un efecto natural de la dentina al esmalte. Ofrece 16 tonos clásicos de VITA y 3 tonos blanqueadores. ¡Libera tu stock con Aconia Todo en Uno SHTML más reciente!



Aconia[®] 3D SHT Multilayer

- Apariencia más natural
 - Transición perfecta de translucidez, fuerza y sombra
 - Procesamiento rápido y sencillo
 - Eficiencia y estética creativamente maximizadas
-
- Trabajar con Aconia Artist Kit para obtener un resultado de restauración individual







Beneficios

Trabaja con



Resistencia a la flexión (3 puntos)	900-1100Mpa
Translucidez	43-46%
Dureza Vickers HV10	1300±50
Densidad	>3.00 g/cm ³
Densidad sinterizada	>6.02 g/cm ³
Solubilidad química	<50 µg/cm ²
Radioactividad	<0.1 Bq.g-1
Tenacidad a la fractura	>5 Mpa.m1/2
(CTE) Coeficiente de expansión térmica	(10.5±0.5) *10-6 K-1

Indicación

						
Inlay&Onlay	Corona reducida	Corona de contorno completo	coping	Puentes de coronas anteriores (3 piezas)	Puente posterior de contorno completo (3 unidades)	Puente de contorno completo (≤14 unidad)