

Aconia[®] 3D ST- PRESHADE


PERFECTA INTEGRACIÓN DE FUERZA Y ESTETICA



Fuerza sobresaliente de 1250Mpa combinada con una translucidez ideal.
Una amplia gama de indicaciones para restauraciones desde cofias hasta puentes de tramo largo.

Reproduce perfectamente los tonos Vita.

Resultados estables y reproducibles.



Aconia[®] 3D ST- PRESHADE



Resistencia a la flexión (3 puntos)	1250±100Mpa
Translucidez	43%
Dureza Vickers HV10	1300±50
Densidad	>3.00 g/cm ³
Densidad sinterizada	>6.02 g/cm ³
Solubilidad química	<50 µg/cm ²
Radioactividad	<0.1 Bq.g-1
Tenacidad a la fractura	>5.5 Mpa.m ^{1/2}
(CTE) Coeficiente de expansión térmica	(10.5±0.5) *10 ⁻⁶ K-1



Indication

Inlay & Onlay	Full contour crown	Coping	Full contour anterior bridge (3 unit)	Full contour posterior bridge (3 unit)	Full contour bridge (≤ 7unit)	Full contour bridge (≤14unit)

