

Aconia[®] 3D TT Multilayer

PERFECTA INTEGRACIÓN DE FUERZA Y ESTETICA



La apariencia más natural.

Transición perfecta de translucidez, fuerza y sombra.

Procesamiento rápido y fácil.

Eficiencia y estética maximizadas creativamente.

Transición perfecta, gradiente suave.

La translucidez incisal extremadamente alta proporciona una reproducción realista del esmalte dental.

Efecto de crecimiento de dientes biónico creado por Aconia Vitalization Technology.



Aconia[®] 3D SHT Multilayer

- La apariencia más natural
- Transición perfecta de translucidez, fuerza y sombra.
- Procesamiento rápido y fácil
- Eficiencia y estética maximizadas creativamente

Beneficios







Trabaja
con

- La apariencia más natural
- Transición perfecta de translucidez, fuerza y sombra.
- Procesamiento rápido y fácil
- Eficiencia y estética maximizadas creativamente



Resistencia a la flexión (3 puntos)	600-900 Mpa
Translucidez	46-49%
Dureza Vickers HV10	1300±50
Densidad	>3.00 g/cm ³
Densidad sinterizada	>6.02 g/cm ³
Solubilidad química	<50 µg/cm ²
Radioactividad	<0.1 Bq.g-1
Tenacidad a la fractura	>5 Mpa.m1/2
(CTE) Coeficiente de expansión térmica	(10.5±0.5) *10-6 K-1

Indication

					
Veneer	Inlay & Onlay	Reduced crown	Full contour crown	Coping	Full contour anterior bridge (3 unit)

