

BSM-520D Fresadora 5 ejes

Es una fresadora de 5 ejes para sistemas CAD/CAM dentales con una amplia gama de materiales, que se caracteriza por su alta precisión, estabilidad duradera y excelente compatibilidad.



BSM-520D es una fresadora en seco de 5 ejes para sistemas dentales CAD/CAM con una amplia gama de materiales, que se caracteriza por su alta precisión, estabilidad duradera y excelente compatibilidad. Es una opción ideal para restauraciones de alta precisión, incluyendo puentes, arcos completos, férulas, abutments, bases y operaciones complicadas como la perforación de zirconia. Equipada con un husillo de alta calidad, piezas principales importadas, sistema de anidado CAM inteligente y pantalla táctil inteligente, la BSM-520D ofrece un mejor manejo del disco, mayor capacidad de material y cambio automático de herramientas para ofrecer una mayor eficiencia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Dimensiones	680x570x780mm
Sistema de enfriamiento	Husillo automático de refrigeración por aire
Ejes de enlace	5
Herramientas incorporadas N°	4
Temperatura	5°C~40°C
Peso	130Kg
Tipo de motor	AC Servo-motor
Fuente de poder	220V//3.9KW
Fresado en seco	Support
Presión de aire	>0.65MPa