

P53DC

Fresadora de producción continua

Gracias a sus 12 alojamientos para discos y con sus 11 herramientas, hacen que el proceso de fresado sea continuo y en diferentes materiales.




- Fresado sin supervisión las 24 horas.
- Calibración automática.
- Mordaza en Tipo C.
- Barra LED de colores para conocer el proceso del fresado.
- Monitoreo inteligente UPCNC de la vida útil de la fresa.
- Admite fresado a 90° con la mordaza Tipo C.



Mordaza tipo C

Al contar con su mordaza Tipo C, la hace idónea para el máximo aprovechamiento del material.




Autocalibración

Al contar con su mordaza Tipo C, la hace idónea para el máximo aprovechamiento del material.



Compatible con el fresado en 90°

Gracias a su mordaza Tipo C la hace compatible para poder realizar fresado en 90 grados.



12 alojamientos para discos

Gracias a sus 12 alojamientos y las 11 posiciones para sus herramientas, la convierte en la máquina perfecta para un fresado continuo de 24h.



DIMENSIONES	720x875x630 (mm)
PESO	130 Kg.
POTENCIA	1.1Kw (Max)
EJES	5 ejes con movimientos simultáneos
RANGO DE FRESADO	X/Y/Z: 167/206/104mm A: ±30° B: 360°
MODO DE FRESADO	Fresado en seco
VELOCIDAD MAX. ROT	60.000rpm
ALOJAMIENTO DISCO	12
HERRAMIENTAS	11
CAMBIO HERRAMIENTA	Automático (Presión de aire >0.5MPa)