



UNA SOLUCIÓN  
ELÉCTRICA ÚNICA

SWISS  MADE

# iOPTIMA



## UNA SOLUCIÓN ELÉCTRICA ÚNICA

iOptima, 100 % Swiss Made, transforma su equipo actual añadiéndole a la perfección la tecnología más reciente.

Dotado del micromotor brushless sensorless más competitivo del mercado y de una interfaz de usuario iPod touch de Apple®, iOptima resulta el aliado perfecto para todas sus intervenciones de restauración y de endodoncia. A un precio sin competencia.

**iOptima – I am the one and only**

S W I S S  M A D E



## AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Ahórrese el coste de comprar un nuevo equipo dental y aumente su rentabilidad gracias a la posibilidad de tratar a un mayor número de pacientes. Las funciones de la aplicación iOptima y las prestaciones de los instrumentos eléctricos Bien-Air reducirán ampliamente la duración de sus intervenciones.



Basta con conectar su manguera de 4 agujeros a la consola iOptima para transformar su equipo en un sistema formidable en un abrir y cerrar de ojos. Descargue la aplicación iOptima y ya estará operativo.



INNOVADORA  
Y FÁCIL DE UTILIZAR

## APP DE iOPTIMA

Para todas sus intervenciones de restauración y de endodoncia, la aplicación iOPTIMA le propone a partir de ahora numerosas opciones preprogramadas y personalizables. Rápida, eficiente y perfecta.



**Actualizaciones de la aplicación gratuitas**  
El desarrollo constante y las actualizaciones de la aplicación irán añadiendo regularmente nuevas e innovadoras funciones al sistema iOPTIMA.




- Interfaz iPod touch de Apple®, ergonómica e intuitiva.
- Intervenciones de restauración preprogramadas.
- Secuencias de endodoncia preprogramadas de los fabricantes más importantes.
- Creación y configuración de sus propias intervenciones.
- Funciones de endodoncia Auto-reverse y Auto-forward.




MAYOR  
SEGURIDAD DEL PACIENTE

PAR



POTENCIA



- Bien-Air MX2 LED
- Marca K
- Marca ST
- Marca W
- Marca N

## MICROMOTOR MX2 LED

El micromotor Bien-Air MX2 LED es el más eficiente del mercado al simplificar y optimizar las intervenciones de restauración, profilaxis o endodoncia. El sistema de gestión electrónica SMART LOGIC controla de forma automática la potencia y mantiene una velocidad constante.

No es necesario realizar ningún mantenimiento gracias a la tecnología brushless sensorless y a los rodamientos de bolas lubricados de por vida.

BRUSHLESS

micro  
SERIES

3  
YEAR  
WARRANTY



- La potencia y el par más elevados del mercado.
- Rodamientos de bolas lubricados de por vida.
- Luz LED regulable.
- El control del par de mayor precisión, incluso a una velocidad muy reducida (100 rpm).
- Esterilizable sin protección.
- Enlace giratorio de hasta 400°.




GAÑE TIEMPO  
AHORRE DINERO

## CONTRA-ÁNGULOS MICRO-SERIES

El conjunto de micromotor MX2 y contra-ángulo Micro-Series no es más grande que una turbina. Con un tamaño mínimo y un equilibrio perfecto, se reduce de forma notable el esfuerzo necesario para sujetar el instrumento, que se traduce en movimientos más precisos y menor cansancio.

### Contra-ángulos Bien-Air CA 1:1 L y 1:5 L Micro-Series

Ideales para todo tipo de intervenciones a alta y baja velocidad. Las vibraciones y el ruido se reducen a la mitad, con la ventaja de una potencia elevada y una velocidad constante.



micro  
SERIES  
EVO  
CERTIFIED



- Micro-Series: 30 % más corto y 23 % más ligero.
- Sistema con dispositivo de seguridad antirrecalentamiento para la seguridad del paciente.
- El pulsador más blando.
- Luz un 50 % más brillante con la tecnología de conductor de vidrio multifilamento.
- Seis boquillas de aire y agua independientes.

## MICROCABEZA 8:1 ENDO

El contra-ángulo Bien-Air CA 8:1 se ha diseñado para trabajar con vástagos de lima de endodoncia más cortos. Este contra-ángulo le ofrece la mejor visibilidad posible de las zonas molares y resulta la solución ideal para intervenciones endodónticas rotativas gracias a su cabeza pequeña.



[bienair-ioptima.com](http://bienair-ioptima.com)

S W I S S  M A D E

Bien-Air España S.A.U. Entença, 169 Bajos 08029 Barcelona España Tel. (+34) 934 25 30 40 Fax (+34) 934 23 98 60 ba-e@bienair.com www.bienair.com  
Bien-Air Dental SA Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6, Switzerland Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91 dental@bienair.com www.bienair.com



Ref. 2400826 / 03.2020 / printed in Switzerland. Dispositivos médicos para profesionales del sector odontológico.  
iPod es una marca registrada de Apple Inc. 0123